

dansac 0

Technologie NovaLife TRE™

Přehled benefitů





Nejlepší kůže je zdravá kůže



Jakým zdravotním problémům s pokožkou společně čelíme?

Peristomální kožní komplikace jsou časté, přesto jejich frekvence a **závažnost nejsou často rozpoznané ani hlášené.**³



Až **75%** stomických pacientů má peristomální kožní komplikace (PKK).²

2. Richbourg L, Thorpe J, Rapp C. Difficulties Experienced by the Ostomate After Hospital Discharge. Journal of Wound, Ostomy, Continence, 2007.


3. Diane Maydick-Youngberg, EdD, RN, APRN, ACNS-BC, A Descriptive Study to Explore the Effect of Peristomal Skin Complications on Quality of Life of Adults With a Permanent Ostomy. Ostomy Wound Management 2007; 34 (1): 70-79.



Nejlepší pokožka je přirozeně zdravá pokožka

Obsah ze stomie je bohatý na trávicí enzymy.

Tyto enzymy při kontaktu se
zdravou peristomální pokožkou
narušují vnější vrstvu epidermis,
což vede k peristomálním kožním
komplikacím (PKK).^{18,19}



18. Mikel Gray Joyce M. Black Mona M. Baharestani Donna Z. Bliss Janice C. Colwell Margaret Goldberg Karen L. Kennedy-Evans Susan Logan Catherine R. Ratliff J. 'Moisture-Associated Skin Damage Overview and Pathophysiology' Wound Ostomy Continence Nurs. 2011;38(3):233-241.
19. Taylor, M., 2018 White Paper: Introducing Dansac TRE Seal Technology, In house Paper.



Rovnováha pH

Vlastnosti technologie TRE od společnosti Dansac

Ochrana kyselého pláště

- Zachování ochranného kožního pláště je naprosto zásadní při ochraně antimikrobiálních vlastností pokožky

Přívětivá k pokožce


- Nepříznivá vůči trávicím enzymům

Pacient okamžitě hlásil, že sáček:

1. lépe seděl,
2. byl pružný při pohybu,
3. cítil se s ním bezpečněji.

Středový počáteční otvor

- Nyní se středovým počátečním otvorem



Provedení umožňující udržovat rovnováhu pH přirozeně zdravé pokožky.

„Pomáhá mu udržet si aktivní životní styl a již nedochází k podráždění při jízdě na kole.“²⁶

Christine Wilson

komunitní odborná stomatická sestra,
Hartlepool and North Tees

Tato případová studie představuje zkušenosti tohoto pacienta, ale přesné výsledky a zkušenosti budou pro každého člověka jedinečné a individuální.
26. Případová studie 2020, Christine Wilson, nepublikované údaje




Absorpce: Co můžete vy a váš pacient od technologie TRE očekávat?



Absorpce

Lepicí plocha NovaLife TRE je navržena tak, aby absorbovala obsah ze stomie a pot.

1. Všimnete si, že lepicí plocha NovaLife TRE má oproti původní lepicí ploše Dansac NovaLife™ bílou barvu a je tenčí.
2. Stomie pacienta má vlhký povrch a pokožka pacienta vylučuje pot z potních žláz. Během dne si pacient může všimnout, že se lepicí plocha zbarvuje na jasnější bílou. To znamená, že absorbuje vlhkost, aniž by ztratila na vnitřní nebo vnější pevnosti.
3. V místech s vysokou vlhkostí lepicí plocha nabobtná, což lze pozorovat v bezprostředním okolí stomie.





Co můžete vy a váš pacient od pomůcky NovaLife TRE očekávat



Bezpečnost sáčku patří mezi témata, o kterých váš pacient určitě hodně přemýšlí. Pomůcka NovaLife TRE tyto obavy pomáhá řešit zajištěním bezpečného přilnutí ihned po nasazení.

Tenčí provedení

- Rovněž hmatem pocítíte, že její provedení je v porovnání s původní lepicí plochou NovaLife tenčí.

Umožňuje flexibilitu

- Provedení je pružné a poddává se přirozeným pohybům těla, aby se pacienti mohli věnovat každodenním činnostem.



Vzhled


- Všimněte si, že lepicí plocha NovaLife TRE má bílou barvu.

Vysoká přilnavost

- Má vysoce pevný přilnavý povrch.



Proč je důležité, aby všechny tři úrovně fungovaly společně



Rovnováha pH

Pomáhá chránit pokožku před trávicími enzymy tím, že udržuje správnou hladinu pH pokožky.



Absorpce

Pomáhá vstřebávat přebytečnou vlhkost, čímž zachovává přirozenou rovnováhu pokožky, aniž by došlo ke ztrátě vnitřní nebo vnější pevnosti.



Přilnavost

Provedení poskytuje bezpečnou, pružnou ochranu pokožky před obsahem ze stomie a zároveň je šetrné k pokožce a snadno odstranitelné.

Pohodlně ve své vlastní kůži

Kancelář Dansac

HARTMANN - RICO a.s.
Londýnské náměstí 2
639 00 Brno
Tel.: +420 549 456 372
www.dansac.cz

Před použitím si přečtěte návod k použití obsahující informace o účelu použití, kontraindikace, varování, bezpečnostní upozornění a pokyny k použití.

Logo společnosti Dansac, NovaLife and TRE jsou ochrannými známkami společnosti Dansac A/S. Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
© 2021 Dansac A/S



dansac 

820 145 (06/21)